

Grippevirus in Form eines sogenannten Virosoms nachgeahmt wird. Der Impfstoff ist frei von Konservierungsstoffen und Formaldehyd und hat einen hohen Reinheitsgrad. Weitere Fragen beantwortet der Janssen-Außendienst, oder Sie wenden sich direkt an den Info-Service „Impfstoffe von Janssen“:

*Janssen-Cilag GmbH, Raiffeisenstr. 8, 41470 Neuss, Tel. 0800-955 1000, E-Mail: impfen@its.jnj.com

HEPARINSPRITZEN

Neue App von Sanofi erklärt richtige Verwendung

Die neue „Inject“-App von Sanofi* bietet Patienten, die sich zur Thrombosevorbeugung oder -therapie ein niedermolekulares Heparin injizieren müssen, ab sofort eine kostenlose App mit Anleitung zum richtigen Gebrauch von

Heparin-Spritzen und -Pens. Informationen rund um das Thema Thrombose ergänzen die Videos und Abbildungen der App, die ab sofort im App-Store für Android- und iOS-Betriebssysteme erhältlich ist.

Die Risikofaktoren für das Entstehen und Vorbeugen einer Thrombose sowie mögliche Folgen werden ausführlich erläutert. Ein Video leitet den Patienten in

Echtzeit Schritt für Schritt durch die Injektion. Die App enthält neben der detaillierten Spritzanleitung für Heparin-Spritzen sowie -Pens anschauliche Bilder mit Texten auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch. Zusätzlich zur App sind vertonte Spritzanleitungs-Videos unter www.thromboseportal.de/Spritzanleitung auf dem Sanofi Portal sowie auf Youtube unter www.youtube.com/sanofimedia abrufbar. Vor Reisen kann der Patient im Vorfeld sich oder seinem Arzt per E-Mail-Funktion eine Deklaration zur Mitführung der Spritzen und Pens zusenden. Ausgedruckt und durch den Arzt bestätigt, weist das Dokument die Spritze in deutscher, englischer und französischer Sprache als verordnete Thromboseprophylaxe aus und gibt fundierte Auskunft bei Fragen am Flughafen, der Zoll- oder Gepäckkontrolle.

*Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, Gebäude K 703, 65926 Frankfurt/M.



VERTRIEBSWECHSEL

Deutsche Chefaro übernimmt XLS-Medical von Chefaro UK

Zum 1.9.2012 wurden die Produkte XLS-Medical Fettbinder (PZN-Nr. 9076364), XLS-Medical Kohlenhydratblocker (PZN-Nr. 9076370) und XLS-Medical Appetitmanager (PZN-Nr. 9076387) in der IFA/Lauerliste von Chefaro UK Ltd. auf die Deutsche Chefaro (IFA-Herstellernummer 5896) übertragen.

Ab sofort sind daher bitte alle Bestellungen direkt an die deutsche Chefaro Pharma GmbH, Derendorfer Allee 6 in 40476 Düsseldorf, oder an den Großhandel zu richten. Höchster Service einschließlich eines umfassenden Schulungs- und Aktionsprogramms werden weiterhin sichergestellt sein. Für Rückfragen steht das Kunden-Service-Center der Deutschen Chefaro Pharma GmbH telefonisch unter 0211-22 97 81 00 oder per Mail an kontakt@deutsche-chefaro.de zur Verfügung.

EXPOPHARM

Messestand von Quiris Healthcare

Auch in diesem Jahr engagiert sich Quiris Healthcare* auf der vom 10. bis 13. Oktober 2012 stattfindenden Expopharm mit einem eigenen Messestand, den Sie in der Schlossallee, Halle B5, Stand C-09, finden. Das diesjährige Motto ist: Wir bringen Sie in Bewegung! Herausgestellt werden



vor allem die Themen natürliche Behandlung von Bluthochdruck und Gefäßstörungen sowie die Gelenkgesundheit. Das Quiris-Vertriebsteam steht während der vier Messetage für Fragen und Fachgespräche rund um die Quiris-Präparate zur Verfügung. An jedem Messtag werden als Hauptgewinne ein CH-Alpha-Trekking-Bike und ein City-Rad – angepasst an die Körpergröße des jeweiligen Gewinners – verlost. Am letzten Tag wartet zudem ein hochwertiges Wellness-Wochenende für zwei Personen auf einen

Gewinner. Weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei:

*Quiris Healthcare GmbH & Co. KG, Am Kreuzkamp 5-7, 33334 Gütersloh, Tel. 0800-0 78 47 47, Fax (0 52 41) 4 03 43-11, E-Mail: info@quiris.de

EXPOPHARM

Neues PSS-Lite-Modell

Zur Expopharm 2012 präsentiert die Fa. PSS – Pharma Service Station* ein kleines, kostengünstiges Modell seines gleichnamigen Abholterminals. Die PSS-Lite ist als Ausgabeautomat in unterschiedlichen Ausbaustufen mit



24 bis 30 Abholfächern ab 9950 Euro erhältlich und bietet aufgrund der geringen Abmaße vielseitige Integrations- und Einsatzmöglichkeiten. Dabei kommt die Technik des großen Schwestermodells zum Einsatz: Die Pharma Service Station bietet eine Kombination aus automatischem Lager für bis zu 60 Nachlieferungen und einem Abholterminal. Das automatische Lager befindet sich temperaturschutz innerhalb der Apotheke, das Abholterminal wird in ein Schaufenster oder eine Außenwand eingebaut und ermöglicht die automatische Abgabe der Nachlieferungen durch ein einzelnes Fach. Nur bei korrekter Eingabe des individuellen Abholcodes erfolgt die Abgabe. Über das Display des Abholterminals kann neben der Benutzerführung auch zusätzlich eine Notdienstanzeige dargestellt werden. Optional lassen sich nicht nur Notdienst-durchreichen integrieren, sondern auch Drive-in-Lösungen realisieren. Beide Modelle werden vom 10. bis 13. Oktober 2012 auf der Expopharm in München am Stand G-19 in Halle B6 ausgestellt. Weitere Informationen bei:

*PSS – Pharma Service Station, Ulmer Str. 53, 73262 Reichenbach/Fils, Tel. (0 71 53) 55 89 05, Internet: www.pharma-service-station.de